

Αντλία αρνητικής πίεσης μίας χρήσης μέθοδος αρνητικής πίεσης, θεραπείας έως 30 ημέρες. Φορητή και ελαφριά συσκευή χωρίς κάνιστρο με βάρος το πολύ 150gr και διαστάσεις μικρότερες από 85mm x 25mm με προεγκαταστημένο πρόγραμμα χρήσης 30 ημερών από την ώρα ενεργοποίησής του. Να ασκεί αρνητική ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας και ένδειξη διαρροής. Να συνοδεύεται από 6 μπαταρίες 3AA για συνεχόμενη λειτουργία.

Επιθέματα συμβατά με την αντλία μίας χρήσης, αναλώσιμα να απορροφούν το εξίδρωμα χωρίς να χρειάζεται κάνιστρο μέχρι και 300ml ανά εβδομάδα θεραπείας. Να αποτελούνται από: σε επαφή με το τραύμα να φέρουν υπεραπορριφτικό πλέγμα με ίνες 100% Ναυριούχου καρβοξυλομεθυλοκυτταρίνης για απορρόφηση και συγκράτηση του εξιδρώματος και των βακτηριδίων στον πυρήνα του και επιπλέον στρώμα υδροινώδους τεχνολογίας 8 επιπέδων, περιμετρικά από διάτρητο κολλητικό πλέγμα σιλικόνης, αφρώδες στρώμα για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης, φιλμ πολυουρεθάνης το οποίο παρέχει υψηλή εξάτμιση της υγρασίας από το επίθεμα, για αποφυγή διαβροχής. Να είναι αδιάβροχο και αδιαπέραστο από βακτήρια και να φέρει επιπλέον ταινίες συγκόλλησης για υποστήριξη του επιθέματος. Να φέρει σύνδεσμο σύνδεσης και αποσύνδεσης από την αντλία για τη διευκόλυνση του ασθενή και φίλτρο στο σημείο σύνδεσης με το επίθεμα εξασφαλίζοντας την μη παλινδρόμηση υγρών και βακτηρίων στην αντλία. Κάθε ατομική συσκευασία επιθέματος να περιέχει ταινίες στερέωσης για την επίτευξη της σφράγισης και να διατίθεται στις διαστάσεις ανάλογα με την έκταση του τραύματος / πληγής: