

ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Να διαθέτει απαραίτητως τα εξής και να πιστοποιούνται από το προσπέκτους τού κατασκευαστή:

1. Μία βελόνα ραχιαίας τύπου Pencil Point με λαβή από γυαλί, απόλυτα διάφανη που να λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός, για άμεσο οπτικό εντοπισμό τής επιστροφής τού ENY. Να φέρει ένδειξη (marking) ακινητοποίησης τής βελόνης, κατά την εισαγωγή της, ώστε να επιτυγχάνεται η προώθηση τής άκρης τής βελόνης για 14mm από το άκρο τής βελόνης επισκληριδίας. Απαραίτητως να αναγράφεται το μέγεθος τής βελόνας στον στυλεό της (σε gauge και σε mm), για άμεση κι ασφαλή αναγνώριση μεγέθους.

2. Μία βελόνα Tuohy 18g X 90mm με αφαιρούμενα πτερύγια, η οποία να διαθέτει και δεύτερη οπή, πίσω από τον ώμο της και διαμέσου αυτής να προωθείται η βελόνα ραχιαίας.

3. Με κουμπωτό σύστημα κλειδώματος των βελονών και κουμπωτό συνδετικό καθετήρα (όχι βιδωτά), για χρήση με το ένα χέρι.

4. Ένα φίλτρο αντιμικροβιακό.

5. Μία σύριγγα Luer Lock 10ml

6. Έναν καθετήρα επισκληριδίου 20gX90cm, κλειστού άκρου με 3 πλάγιες οπές.

7. Να είναι αποστειρωμένο, Latex Free, σε Νο: 25g και β) 27g.

Απαιτείται κατάθεση δείγματος και προσπέκτους τού κατασκευαστή.